



Orion Clean Card[®] PRO

Saubere Oberfläche? Wischen und sofort Bescheid wissen!

- Weist Proteinrückstände auf Oberflächen nach
- Einfache Handhabung:
befeuchten – wischen – auswerten
- Farbänderung weist auf unzureichend gereinigte Oberfläche hin
- Ergebnisse in nur 30 Sekunden

HYGIENE

Orion Clean Card® PRO

Lebensmittelhersteller und Caterer müssen Vorsorge-
maßnahmen treffen um Lebensmittelsicherheit und
gute Nahrungsmittelqualität zu gewährleisten. Ent-
sprechende Reinigung ist ein wesentlicher Teil guter
Hygienepraxis, um Lebensmittelvergiftungen durch
pathogene Keime und andere schädliche Mikroorga-
nismen zu verhindern.

Orion Clean Card® PRO ist ein neuartiger Hygiene Test, um
die Effizienz der Reinigung von Oberflächen kontinuierlich
zu überwachen. Der Test weist Proteinrückstände nach, die
auf eine unzureichende Reinigung hinweisen.

Jede Orion Clean Card PRO Testkarte besteht aus
einem Pad, das mit Testreagenzien imprägniert ist. Das
Pad befindet sich unter dem perforierten Teil der Testkarte.
Sobald Proteine mit dem Test in Kontakt kommen, erfolgt
eine Farbänderung des Pads von gelb auf grün oder blau.
Die Auswertung erfolgt visuell.

Neben der Verwendung von Orion Clean Card PRO
im Bereich Lebensmittelsicherheit, findet der Test auch
folgende Anwendungen:

- Überprüfung der Reinigungseffizienz von
Geschirrspülern (Testen des gespülten Geschirrs)
- Überprüfung von kritischen Kontrollpunkten in
Krankenhäusern
- Sicherstellung, dass zu autoklavierende Instrumente
frei von Proteinrückständen sind

Eckdaten:

- Einfache Handhabung:
befeuchten – wischen – auswerten
- Farbänderung weist auf unzureichende Reinigung hin
- Ergebnisse in nur 30 Sekunden
- Einfache Auswertung
- Lange Haltbarkeit
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Kann von jedem Mitarbeiter durchgeführt werden
- Keine Investitionskosten
- Kein Auswertegerät notwendig
- Verfügbar in zwei Packungsgrößen



Orion
Clean Card® PRO

ORION
DIAGNOSTICA

Orion Diagnostica Oy, P.O. Box 83, FI-02101 Espoo, Finland
Tel. +358 10 4261, Fax +358 10 426 2794, www.oriondiagnostica.com

Orion Clean Card® PRO

Verpackungseinheit • 25 Testkarten • Plastikflasche • Sprühkopf für Plastikflasche • Auswertetabelle • Gebrauchsanleitung	Cat. No. 133148
Verpackungseinheit • 50 Testkarten • Auswertetabelle • Gebrauchsanleitung	Cat. No. 133149
Lagerung	18–25 °C
Patente	pending

Orion Clean Card PRO ist eine eingetragene Marke von
Orion Diagnostica Oy.

Einfachste Anwendung!

Füllen Sie die mitgelieferte Sprühflasche mit sauberem Wasser.
Interpretation: Wenn der perforierte Teil der Testkarte gelb bleibt, ist
die beprobte Oberfläche sauber. Ändert sich die Farbe von gelb auf
grün oder blau, ist die beprobte Oberfläche nicht sauber. Je dunkler
die Färbung, desto mehr Proteinrückstände sind vorhanden.

